

# Badewannendrehstuhl BEN

Art. Nr.: 550600100



- Der Sitz lässt sich in 90°-Stufen in die gewünschte Position drehen
- Automatische Arretierung bei 90° sorgt für Sicherheit
- Fertig montiert
- Einfach am Wannenrand einhängen
- Einfache Anpassung an die Wannenbreite (max. Wannenbreite innen 66 cm)
- Drainagelöcher lassen das Duschwasser abfließen
- Auflagebügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Pulverbeschichteter Stahlrahmen mit Drehbolzen aus Edelstahl
- Einfach zu reinigen

## Technische Daten

Artikelnummer	550600100
HMV-Nr.	04.40.02.3012
Farbe	weiß
Gesamtbreite	72 cm
Gesamthöhe	52 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	42 cm

Sitzverstellung	4 x 90°
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	49 - 66 cm
Rückenlehnenhöhe	42 cm
Gesamtgewicht	6.1 kg
Max. Belastung	120 kg
VPE Pal.	16 Pal.
VPE Stk.	2 Stk.