

# Badewannendrehstuhl BEN 2G

Art. Nr.: 550600300



- Der Sitz lässt sich in 90°-Stufen in die gewünschte Position drehen
- Automatische Arretierung bei 90° sorgt für Sicherheit
- Fertig montiert
- Einfache Anpassung an die Wannenbreite (max. Wannenbreite innen 64,5 cm)
- Drainagelöcher lassen das Duschwasser abfließen
- Auflagenbügel mit rutschhemmenden Gummikappen
- Aluminium Rahmen
- Einfach zu reinigen

## Technische Daten

Artikelnummer	550600300
HMV-Nr.	04.40.02.3030
Farbe	weiß
Gesamtbreite	71 cm
Gesamttiefe	52,8 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe	44 cm

Sitzverstellung	4 x 90°
Verstellbereich (Wannenbreite innen)	48.5 - 64.5 cm
Rückenlehnenhöhe	37 cm
Gesamtgewicht	3,47 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	16 Pal.
VPE Stk.	2 Stk.