

# Duschstuhl DH 135

Art. Nr.: 550800100

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Mit und ohne Rückenlehne erhältlich
- Große Sitzfläche mit größtmöglichem Hygieneausschnitt
- Einfach zu transportieren und zu verstauen
- Stabile Sitzgelegenheit im Bad und unter der Dusche
- Komfortabel, sicher und stabil
- Filigranes Design
- Zerlegbar
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr
- Einfach zu reinigen

## Technische Daten

Artikelnummer	550800100
Farbe	weiß
Gesamtbreite	42.5 cm
Gesamthöhe	43 - 53 cm
Gesamttiefe	47 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	37 cm

Sitzhöhe	43 - 53 cm
Sitzhöhenverstellstufen	5
Gesamtgewicht	2 kg
Max. Belastung	135 kg
VPE Pal.	45 Pal.
VPE Stk.	5 Stk.