

Duschstuhl AiO

Art. Nr.: 550900300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



Der modulare Duschstuhl AiO lässt sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen und ist jederzeit erweiterbar bei Veränderungen in Ihrem Leben.

Er zeichnet sich durch sein modulares Stecksystem aus und ist somit die perfekte Lösung für vielfältige Anforderungen. Sollten sich Ihre Lebensumstände ändern, lässt sich der AiO mühelos durch zusätzliche Komponenten wie einer hohen Rückenlehne oder stabilen Armlehnen erweitern. Im Handumdrehen verwandelt sich der AiO von einem simplen Duschhocker zu einem komfortablen Duschstuhl, der alle Bedürfnisse erfüllt.

- Individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar
- Abperleffekt vereinfacht Pflege und Reinigung
- Super leicht und dennoch robust
- Aus hochwertigem, hautverträglichem Kunststoff, pflegeleicht und korrosionsfrei
- Anpassbar auf ihre Größe durch 8 -fach verstellbare Sitzhöhe
- Rutschfeste Gummifüße sorgen für Stabilität
- Großer Hygieneausschnitt für eine einfache Körperpflege

Technische Daten

Artikelnummer	550900300
Farbe	weiß
Gesamtbreite	51,5 cm
Gesamthöhe	77,5 - 94,5 cm
Gesamttiefe	46 - 48 cm
Sitzbreite	42,7 cm
Sitztiefe	34 cm

Sitzhöhe	38 - 55 cm
Sitzhöhenverstellstufen	8
Rückenlehnenhöhe	41 cm
Gesamtgewicht	3,82 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	30 Pal.
VPE Stk.	1 Stk.