

# Kinderbadeliege Otter

Art. Nr.: 555100200



- Gestell aus Kunststoff mit abnehmbarem, wasserdurchlässigem Vinylbezug
- Vierfach verstellbare Sitzfläche und Rückenlehne (Neigung von 0° bis 90°)
- Sicherheitsgurte für Körper und Beine
- Kopf-/Nackentstütze höhen- und breitenverstellbar, auch als Seitenschutz geeignet
- In zusammengefaltetem Zustand platzsparend aufzubewahren
- Mit Untergestell oder Rollliege für viele Alltagssituationen erweiterbar
- Kopfstütze, Brustgurt und 2 Beingurte sind im Lieferumfang enthalten

## Technische Daten

Artikelnummer	555100200
HMV-Nr.	04.40.04.0004
Farbe	weiß-grün
Körpergröße	80 - 130 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	35 cm
Sitzhöhe	14 - 26 cm
	0 - 90 °
Rückenlehne Breite	41 cm

Rückenlehnenhöhe	56 cm
Rückenlehnenwinkel	0 - 90 °
Faltmaß Höhe	15 cm
Faltmaß Breite	42,5 cm
Faltmaß Länge	105 cm
Gewicht	5,2 kg
Max. Belastung	60 kg
VPE Pal.	20 Pal.