

Universalhebetuch Komfort mit Kopfunterstützung

Art. Nr.: 610000024



- Das Universalstuch
- Schnell anzulegen
- Ideal für Patienten die eine Kopfunterstützung benötigen
- Gute Unterstützung im Rücken- und Beckenbereich
- Aus Polyester
- Max. Belastung: 200 kg
- Maschinenwäsche bis 80°C

Hebetücher in verschiedenen Materialien für unterschiedliche Patienten und Umgebungen erhältlich:
Netz - Weiches und geschmeidiges Material, das vorwiegend zum Baden verwendet wird, da das Material das Abfließen von Wasser ermöglicht und nach dem Gebrauch schnell trocknet.
Polyester - Ein beliebtes und Standardmaterial für Hebetücher. Polyester ist robust und dennoch glatt, es hat eine geringe Reibung, wodurch das Hebetuch leicht anzulegen und zu entfernen ist.

Technische Daten

Artikelnummer

610000024

Max. Belastung

200 kg