

# Universalhebetuch Komfort mit Kopfunterstützung

Art. Nr.: 610000031

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Das Universaltuch
- Schnell anzulegen
- Ideal für Patienten die eine Kopfunterstützung benötigen
- Gute Unterstützung im Rücken- und Beckenbereich
- Aus Netz
- Max. Belastung: 200 kg
- Maschinenwäsche bis 80°C

Hebetücher in verschiedenen Materialien für unterschiedliche Patienten und Umgebungen erhältlich:

Netz - Weiches und geschmeidiges Material, das vorwiegend zum Baden verwendet wird, da das Material das Abfließen von Wasser ermöglicht und nach dem Gebrauch schnell trocknet.  
Polyester - Ein beliebtes und Standardmaterial für Hebetücher. Polyester ist robust und dennoch glatt, es hat eine geringe Reibung, wodurch das Hebetuch leicht anzulegen und zu entfernen ist.

## Technische Daten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 610000031 |
|---------------|-----------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Max. Belastung | 200 kg |
|----------------|--------|