

Ganzkörperhebetuch Komfort mit Kopfunterstützung

Art. Nr.: 610000041



- Das Hammock Ganzkörper-Hebetuch bietet beste Unterstützung im Sakral und Oberschenkelbereich
- auch für beinamputierte Personen geeignet
- Schnell anzulegen
- Ideal für Patienten die eine Kopfunterstützung benötigen
- zusätzliche Absteppung unten für hohen Komfort
- Aus Polyester
- Max. Belastung: 200 kg

Hebetücher in verschiedenen Materialien für unterschiedliche Patienten und Umgebungen erhältlich:
Netz - Weiches und geschmeidiges Material, das vorwiegend zum Baden verwendet wird, da das Material das Ablaufen von Wasser ermöglicht und nach dem Gebrauch schnell trocknet.
Polyester - Ein beliebtes und Standardmaterial für Hebetücher. Polyester ist robust und dennoch glatt, es hat eine geringe Reibung, wodurch das Hebetuch leicht anzulegen und zu entfernen ist.

Technische Daten

Artikelnummer	610000041
---------------	-----------

Max. Belastung	200 kg
----------------	--------