

Ganzkörperhebetuch Komfort mit Kopfunterstützung

Art. Nr.: 610000042

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Das Hammock Ganzkörper-Hebetuch bietet beste Unterstützung im Sakral und Oberschenkelbereich
- auch für beinamputierte Personen geeignet
- Schnell anzulegen
- Ideal für Patienten die eine Kopfunterstützung benötigen
- zusätzliche Absteppung unten für hohen Komfort
- Aus Polyester
- Max. Belastung: 200 kg

Hebetücher in verschiedenen Materialien für unterschiedliche Patienten und Umgebungen erhältlich:
Netz - Weiches und geschmeidiges Material, das vorwiegend zum Baden verwendet wird, da das Material das Ablaufen von Wasser ermöglicht und nach dem Gebrauch schnell trocknet.
Polyester - Ein beliebtes und Standardmaterial für Hebetücher. Polyester ist robust und dennoch glatt, es hat eine geringe Reibung, wodurch das Hebetuch leicht anzulegen und zu entfernen ist.

Technische Daten

Artikelnummer

610000042

Max. Belastung

200 kg