

Edelstahlgriff Folienverpackung

Art. Nr.: 630600500



- Dezentres Design in verschiedenen Längen
- Erleichtert das Halten und Auf-stehen in Bad und WC
- Ergonomische Form mit eingelassenen Fingergriffmulden
- Einfache und schnelle Montage
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Einfach zu reinigen
- Erhältlich in Verkaufskarton oder Folienverpackung

Technische Daten

Artikelnummer	630600500
Wandabstand	7 cm
Rohr Durchmesser	3 cm

Max. Belastung	120 kg
VPE Stk.	30 Stk.