

# Saughaltegriff Solido T

Art. Nr.: 660100600



- Der mobile Teleskopgriff Solido T passt sich überall an
- Erleichtert das Halten und Aufstehen in der Badewanne oder Dusche
- Vielseitig und schnell einsetzbar auf allen glatten Flächen
- Kein Schrauben oder Bohren
- Vakuumpipphebel erzeugt extra starkes Ansaugen mit 70 kg Zugkraft
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien
- Gelenkadapter als Zubehör erhältlich
- Lieferung in praktischer Mitnahmeverpackung

## Technische Daten

Artikelnummer	660100600
Gesamtlänge	66.5 - 78 cm
	42.5 - 55.5 cm
Wandabstand	3,5 cm
Gesamtgewicht	1,1 kg

Gewicht	1,1 kg
Max. Belastung	70 kg
VPE Pal.	120 Pal.
VPE Stk.	10 Stk.

# Saughaltegriff Solido T

Art. Nr.: 660100600

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Zubehör



### Gelenkadapter für Solido T

Art. Nr.:660100700