

Gehgestell Gecko starr

Art. Nr.: 700100100



- Starres, stabiles Gehgestell aus Aluminium
- Ideal für das sichere Gehen
- Mit nur einem Knopfdruck platzsparend faltbar
- Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an den Benutzer
- Kein Verrutschen durch Gummikappen an den Beinen
- Geringes Eigengewicht
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich

Technische Daten

Artikelnummer	700100100
HMV-Nr.	10.46.01.0026
Farbe	silber
Gesamtbreite	58 cm
Gesamtlänge	47 cm
Gesamthöhe	81 - 98.5 cm
Breite zwischen Handgriffen	42,5 cm
Breite zwischen den Standbeinen hinten	52 cm

Breite zwischen den Standbeinen vorne	48 cm
Faltmaß Höhe	84 cm
Faltmaß Breite	52 cm
Faltmaß Tiefe	12 cm
Gesamtgewicht	2,4 kg
Max. Belastung	120 kg
VPE Pal.	48 Pal.
VPE Stk.	4 Stk.