

Rückspiegel für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.: 700900004



- Flexibel einstellbarer Blickwinkel durch den biegsamen Schwanenhals
- Erweitertes Sichtfeld durch das konvexe Spiegelglas
- Mitgelieferte Gummieinlage schützt vor Kratzern

Technische Daten

Artikelnummer	700900004
Farbe	schwarz
Gesamtbreite	11.5 cm
Gesamthöhe	21 cm

Gesamttiefe	5.5 cm
Gesamtgewicht	100 g
Gewicht	100 g