

Thermometer für Rollatoren, Rollstühle und Scooter

Art. Nr.: 700900010

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Anzeige von - 15° C bis + 55° C, ab + 3° C mit rot markierter "Frostbereich"-Anzeige
- Leicht ablesbares Schriftbild
- Schnelle und leichte Montage durch selbstklebende Befestigung

Technische Daten

Artikelnummer	700900010
Farbe	schwarz
Gesamtbreite	4.4 cm
Gesamthöhe	4.4 cm

Gesamttiefe	1.3 cm
Gesamtgewicht	10 g
Gewicht	10 g