

Kindergehilfe Nimbo rot

Art. Nr.: 705100010

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zuschaltbare Rücklaufsperre an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung

Technische Daten

Artikelnummer	705100010
HMV-Nr.	10.46.02.3030
Farbe	rot
Größe	XS
Körpergröße	78 - 98 cm
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	50 cm
Gesamthöhe	41 - 51 cm

Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	55,5 cm
Faltmaß Breite	59 cm
Faltmaß Höhe	22 cm
Faltmaß Länge	77 cm
Gewicht	3,8 kg
Max. Belastung	30 kg
VPE Pal.	30 Pal.

Zubehör



Unterarmstützen

Art. Nr.:705300200



Hüft- / Beckenstütze

Art. Nr.:705300100



Sitzplatte

Art. Nr.:705200100



Sitzgeschirr

Art. Nr.:705300300