

# Kindergehilfe Nimbo blau

Art. Nr.: 705100020

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zuschaltbare Rücklaufsperre an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung

## Technische Daten

Artikelnummer	705100020
HMV-Nr.	10.46.02.3030
Farbe	blau
Größe	XS
Körpergröße	78 - 98 cm
Gesamtbreite	56 cm
Gesamtlänge	50 cm
Gesamthöhe	41 - 51 cm
Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm

Breite zwischen den Hinterrädern	55,5 cm
Faltmaß Breite	59 cm
Faltmaß Höhe	22 cm
Faltmaß Länge	77 cm
Gewicht	3,8 kg
Max. Belastung	30 kg
VPE Pal.	27 Pal.
VPE Stk.	1 Stk.

## Zubehör



**Unterarmstützen**

Art. Nr.:705300200



**Hüft- / Beckenstütze**

Art. Nr.:705300100



**Sitzplatte**

Art. Nr.:705200100



**Sitzgeschirr**

Art. Nr.:705300300