



- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zuschaltbare Rücklaufsperre an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung

Technische Daten

Artikelnummer	705100100
HMV-Nr.	10.46.02.3030
Farbe	gelb
Größe	S
Körpergröße	114 cm
Gesamtbreite	59 cm
Gesamthöhe	39 - 49 cm
Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm

Breite zwischen den Hinterrädern	41 cm
Faltmaß Höhe	14 cm
Faltmaß Breite	59 cm
Faltmaß Länge	75 cm
Gewicht	3,8 kg
Max. Belastung	30 kg
VPE Pal.	30 Pal.

Zubehör



Unterarmstützen

Art. Nr.:705300200



Hüft- / Beckenstütze

Art. Nr.:705300100



Sitzplatte

Art. Nr.:705200100



Sitzplatte

Art. Nr.:705200200



Sitzplatte

Art. Nr.:705200300



Sitzgeschirr

Art. Nr.:705300300



Sitzgeschirr

Art. Nr.:705300350