

# Kindergehilfe Nimbo blau

Art. Nr.: 705100120

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE



- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zuschaltbare Rücklaufsperre an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung

## Technische Daten

Artikelnummer	705100120
HMV-Nr.	10.46.02.3030
Farbe	blau
Größe	S
Körpergröße	98 - 132 cm
Gesamtbreite	58 cm
Gesamtlänge	61,5 cm
Gesamthöhe	51 - 68 cm

Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	58 cm
Faltmaß Breite	62 cm
Faltmaß Höhe	19 cm
Faltmaß Länge	76 cm
Gewicht	4,3 kg
Max. Belastung	50 kg
VPE Pal.	30 Pal.

## Zubehör



**Unterarmstützen**

Art. Nr.:705300200



**Hüft- / Beckenstütze**

Art. Nr.:705300100



**Sitzplatte**

Art. Nr.:705200100



**Sitzgeschirr**

Art. Nr.:705300300