

Kindergehilfe Nimbo lila

Art. Nr.: 705100130



- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zuschaltbare Rücklaufsperre an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung

Technische Daten

Artikelnummer	705100130
HMV-Nr.	10.46.02.3030
Farbe	lila
Größe	S
Körpergröße	98 - 132 cm
Gesamtbreite	58 cm
Gesamtlänge	61,5 cm
Gesamthöhe	51 - 68 cm

Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	58 cm
Faltmaß Breite	62 cm
Faltmaß Höhe	19 cm
Faltmaß Länge	76 cm
Gewicht	4,3 kg
Max. Belastung	50 kg
VPE Pal.	30 Pal.

Zubehör



Unterarmstützen

Art. Nr.:705300200



Hüft- / Beckenstütze

Art. Nr.:705300100



Sitzplatte

Art. Nr.:705200100



Sitzgeschirr

Art. Nr.:705300300