

Kindergehilfe Nimbo blau

Art. Nr.: 705100220

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zuschaltbare Rücklaufsperre an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung

Technische Daten

Artikelnummer	705100220
HMV-Nr.	10.46.02.3030
Farbe	blau
Größe	M
Körpergröße	116 - 154 cm
Gesamtbreite	59 cm
Gesamtlänge	73 cm
Gesamthöhe	61 - 80,5 cm
Breite zwischen Handgriffen	38,5 cm

Breite zwischen den Hinterrädern	61 cm
Faltmaß Breite	65 cm
Faltmaß Höhe	17 cm
Faltmaß Länge	90 cm
Gewicht	5,4 kg
Max. Belastung	70 kg
VPE Pal.	16 Pal.
VPE Stk.	1 Stk.

Zubehör



Unterarmstützen

Art. Nr.:705300200



Hüft- / Beckenstütze

Art. Nr.:705300100



Sitzplatte

Art. Nr.:705200100



Sitzgeschirr

Art. Nr.:705300300