

Kindergehilfe Nimbo lila

Art. Nr.: 705100330



- Höhenverstellbare Beine
- Weiche Gummiräder geben Halt und verhindern seitliches Wegrutschen
- Zusaltbare Rücklaufsperre an den Hinterrädern verhindert das Zurückrollen
- Richtungsfreilaufende Vorderräder erleichtern das Wenden und Manövrieren
- Vorderräder mit Richtungsfeststeller
- Latexfreie Griffe mit Abrutschschutz
- Einfach faltbar für Transport und Aufbewahrung

Technische Daten

Artikelnummer	705100330
HMV-Nr.	10.46.02.3030
Farbe	lila
Größe	L
Körpergröße	150 - 189 cm
Gesamtbreite	66,5 cm
Gesamtlänge	79,5 cm
Gesamthöhe	75,5 - 94,5 cm

Breite zwischen Handgriffen	41,5 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	65 cm
Faltmaß Breite	70 cm
Faltmaß Höhe	20 cm
Faltmaß Länge	113 cm
Gewicht	6 kg
Max. Belastung	90 kg
VPE Pal.	30 Pal.

Zubehör



Hüft- / Beckenstütze

Art. Nr.:705300100



Sitzplatte

Art. Nr.:705200100



Sitzgeschirr

Art. Nr.:705300300



Unterarmstützen

Art. Nr.:705300250