

Kindergehtrainer Trekker GT grau

Art. Nr.: 706000300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Flexible Einstellmöglichkeiten für individuelle Bedürfnisse
- Innovative Rollenfunktionen wie Richtungsfeststeller, Rücklaufstopp, Schleif- und Feststellbremse bei allen Modellen
- Werkzeuglose Montage aller Zubehörteile
- Begleitung der Entwicklung von motorischen Fähigkeiten
- Unterstützt die Arbeit bei Therapien

Technische Daten

| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 706000300 |
| Farbe | grau |
| Größe | L |
| Körpergröße | 155 cm |
| Gesamtbreite | 70 cm |
| Gesamtlänge | 96 cm |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Gesamthöhe | 74 - 99 cm |
| Breite zwischen Handgriffen | 38,5 cm |
| Breite zwischen den Hinterrädern | 81 cm |
| Gewicht | 16,5 kg |
| Max. Belastung | 91 kg |

Kindergehtrainer Trekker GT grau

Art. Nr.: 706000300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Unterarmauflage

Art. Nr.:TK1035S



Unterarmauflage

Art. Nr.:TK1035L



Sitzgeschirr

Art. Nr.:TK1070S



Sitzgeschirr

Art. Nr.:TK1070L



Hüftgurt

Art. Nr.:TK1080S



Hüftgurt

Art. Nr.:TK1080M



Hüftgurt

Art. Nr.:TK1080L



Oberschenkelgurt

Art. Nr.:TK1090S



Oberschenkelgurt

Art. Nr.:TK1090L



Fußgelenkbandage für Trekker

Art. Nr.:TK1060S



Fußgelenkbandage für Trekker

Art. Nr.:TK1060M



Fußgelenkbandage für Trekker

Art. Nr.:TK1060L



Handgriff

Art. Nr.:TK1045