



- Gepolsterte und individuell einstellbare Unterarmauflagen
- Automatische Verriegelung gegen Zusammenklappen
- Mehrfach angebrachte Reflektoren sorgen für Sicherheit
- Faltmechanismus in Signalfarbe sorgt für sicheres und komfortables Falten
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Nachrüstset Einhandbremse erhältlich (Montage werksseitig)
- Pannensichere Bereifung
- Raddurchmesser/-breite 190/50 mm
- Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter

Technische Daten

Artikelnummer	722500000
HMV-Nr.	10.46.04.0009
Farbe	silber
Gesamtbreite	65 cm
Gesamtlänge	67 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitztiefe	16 cm
Sitzhöhe	- 61 cm
Breite zwischen Handgriffen	38 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	43 cm

Höhe Armauflage	102 - 118 cm
Faltmaß Breite	61 cm
Faltmaß Höhe	70 cm
Faltmaß Länge	26 cm
Gesamtgewicht	12,3 kg
Gewicht	12 kg
Gewicht ohne Zubehör	12 kg
Max. Belastung	120 kg
VPE Pal.	16 Pal.

Zubehör



Ankipphilfe Nachrüstset

Art. Nr.:710100300



Korb

Art. Nr.:710000001



Tablett

Art. Nr.:710000002



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076



Stockhalter

Art. Nr.:710000012