

Standard-Rollator Migo 2G

Art. Nr.: 723600000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Verlängerte Schiebegriffe, stufenlos bis zu 100 cm Höhe
- Werkzeuglose Montage des Stockhalters
- 50 mm Breite Räder mit geschlossener Felge für leichte Reinigung
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Leicht zu transportieren – ideal für Reisen
- Einhängekorb und Tablett einfach montierbar
- Anatomisch geformte, abrutschsichere Handgriffe
- Faltsicherung erfolgt über eingerasteten Sitz
- Max. Zuladung Korb und Tablett je 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Tablett und Stockhalter

Technische Daten

Artikelnummer	723600000
HMV-Nr.	10.50.04.1200
Farbe	silber
Gesamtbreite	58 cm
Gesamtlänge	61 cm
Griffhöhe	80 - 100 cm
Sitzbreite	36 cm
Sitztiefe	23.5 cm
Sitzhöhe	- 60 cm
Breite zwischen Handgriffen	44,5 cm

Breite zwischen den Hinterrädern	43 cm
Faltmaß Breite	58 cm
Faltmaß Höhe	74 cm
Faltmaß Länge	23 cm
Gesamtgewicht	9,1 kg
Gewicht	8,3 kg
Gewicht ohne Zubehör	8,3 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	24 Pal.
VPE Stk.	2 Stk.

Standard-Rollator Migo 2G

Art. Nr.: 723600000

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Rückengurt für Rollatoren

Art. Nr.:710100500



Ankipphilfe Nachrüstset

Art. Nr.:710100300



Korb

Art. Nr.:710000001



Tablett

Art. Nr.:710000002



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000075



Rollator-Tasche

Art. Nr.:710000076



Einhandbremse

Art. Nr.:710000081



Stockhalter

Art. Nr.:710000012