



- **NEU: standardmäßig mit komfortabler Softbereifung**
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Mehr Stabilität und Sicherheit durch doppelte Querverstrebungen
- Extragroße 25-cm-Lenkräder für optimalen Lenk- und Fahrkomfort
- Serienmäßig passive Beleuchtung hinten, vorne und seitlich
- Gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne serienmäßig
- Einfache Griffhöhenverstellung
- Stockhalter serienmäßig im Lieferumfang
- Ergonomische Handgriffe in Höhe verstellbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Einhand-Faltmechanismus sorgt für sicheres und komfortables Falten
- Max. Zuladung Gepäcknetz 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Stockhalter, Ankipphilfe und modernem Gepäcknetz mit Reißverschluss

Technische Daten

Artikelnummer	724100300
Farbe	champagner
Gesamtbreite	52 cm
Gesamtlänge	70.5 cm
Griffhöhe	71.8 - 77 cm
Sitzbreite	37 cm
Sitztiefe	20 cm
Sitzhöhe	- 45 cm
Breite zwischen Handgriffen	34,5 cm

Raddurchmesser/breite vorne	245/33 mm
Raddurchmesser/breite hinten	200/34 mm
Faltmaß Breite	25 cm
Faltmaß Höhe	71,8 cm
Faltmaß Länge	70,5 cm
Gesamtgewicht	6,7 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Rollator Nitro

Art. Nr.: 724100300

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Ankipphilfe für Nitro

Art. Nr.:724400052



Getränkehalter für Nitro / Nitro Carbon

Art. Nr.:724400085



Tablett für Rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe

Art. Nr.:724400200