



- **NEU: standardmäßig mit komfortabler Softbereifung**
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Mehr Stabilität und Sicherheit durch Querverstrebungen
- Extragroße 25-cm-Lenkräder für optimalen Lenk- und Fahrkomfort
- Serienmäßig passive Beleuchtung hinten, vorne und seitlich
- Gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne serienmäßig
- Ergonomische Handgriffe in Höhe verstellbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Einhand-Faltmechanismus sorgt für sicheres und komfortables Falten
- Max. Zuladung Gepäcknetz 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Stockhalter, Ankipphilfe und modernem Gepäcknetz mit Reißverschluss

Technische Daten

Artikelnummer	724200200
Farbe	schwarz
Gesamtbreite	61 cm
Gesamtlänge	70.5 cm
Griffhöhe	84 - 96.5 cm
Sitzbreite	44.5 cm
Sitztiefe	22 cm
Sitzhöhe	- 57 cm
Breite zwischen Handgriffen	45 cm


Raddurchmesser/breite vorne	245/33 mm
Raddurchmesser/breite hinten	200/34 mm
Faltmaß Breite	25 cm
Faltmaß Höhe	86 cm
Faltmaß Länge	70,5 cm
Gesamtgewicht	7,2 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Zubehör



Stockhalter

Art. Nr.:724400040



Ankipphilfe für Nitro

Art. Nr.:724400052



Tasche

Art. Nr.:724400015



Getränkehalter für Nitro / Nitro Carbon

Art. Nr.:724400085



Tablett für Rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe

Art. Nr.:724400200