

Transportable Absaugpumpe VacuAide 7305

Art. Nr.: 7305D-G



- Effiziente Absaugung leicht gemacht
- Dank der stufenlosen Vakuumregulierung kann die VacuAide an jede Absaugsituation – sowohl zuhause als auch im klinischen Anwendungsbereich – angepasst werden
- Betrieb sowohl u?ber den eingebauten Akku (P-Version) als auch direkt u?ber Netzkabel (D-Version)
- 800ml Einweg-Sekretbehälter im Standardlieferumfang enthalten
- Autoklavierbarer 1200ml Behälter optional erhältlich
- Die Sekretbehälter sind mit einer automatischen Schwimmer-Absperrfunktion ausgestattet, damit keine Flüssigkeit in das Gerät u?berläuft
- Automatische Aufladung des Akkus bei Anschluss ans Stromnetz
- Hergestellt in USA

Technische Daten

Artikelnummer	7305D-G
HMV-Nr.	01.24.01.1022
Farbe	schwarz
Gesamtbreite	17.8 cm
Gesamtlänge	20,3 cm
Gesamthöhe	22.9 cm
Saugleistung	27 l/min

Luftstrom max.	27 l/min
Flowbereich	27 l/min
Betriebsspannung	50/60 Hz
Vakuumbereich	80 - 550 mmHg
Gesamtgewicht	2,9 kg
VPE Pal.	33 Pal.