

# Transportable Absaugpumpe VacuAide QSU 7314

Art. Nr.: 7314P-NE



- Leiser Betrieb bei gleichzeitig hoher Saugleistung
- Als portable batteriebetriebene Variante (P-Version) überall einsetzbar, oder für den Betrieb zuhause (D-Version)
- Einfache Bedienbarkeit durch Ein-/Ausrichter und Vakuumanzeige mit integriertem Drehregler zur stufenlosen Einstellung der verordneten Saugstärke
- Erhältlich mit 800ml Einweg-Sekretbehälter (Standardlieferumfang) oder autoklavierbarem 1200ml Behälter (optional)
- Stufenlose Vakuumregulierung von 50 bis 550 mmHg sowie hohe Saugleistung von 27 l/min
- Die Tragetasche ermöglicht den Betrieb des Geräts sowie den Transport der Absaugpumpe inkl. Zubehör und bietet ein abdeckbares Sichtfenster zur einfachen Kontrolle des Sekretbehälterinhalts

## Technische Daten

Artikelnummer	7314P-NE
HMV-Nr.	01.24.02.1019
Farbe	weiß-blau
Gesamtbreite	20.3 cm
Gesamtlänge	21,6 cm
Gesamthöhe	21.1 cm

Saugleistung	27 l/min
Luftstrom max.	27 l/min
Betriebsspannung	50/60 Hz
Vakuumbereich	50 - 550 mmHg
Gesamtgewicht	3 kg
VPE Pal.	30 Pal.