

# Transportable Absaugpumpe VacuAide 7325

Art. Nr.: 7325D-I



Die VacuAide 7325-Sekretabsaugpumpe ist wirtschaftlich, wartungsfrei und leistungsstark. Sie eignet sich hervorragend für die gängigsten Absaugungen im häuslichen Bereich, Alten- und Pflegeheimen sowie spezieller Klinikanwendungen. Das Sortiment umfasst zwei Varianten: Das netzbetriebene D-Modell und das P-Modell, welches mit einem langlebigen Akku ausgestattet ist.

## Vorteile der VacuAide 7325-Serie

- Platzsparendes Design, leicht und leistungsstark
- Schlauchhalter integriert
- Stufenlose Vakuumregulierung von 50 bis 550 mmHg
- Hohe Saugleistung – bis zu 27l/min
- Langlebiger Lithium-Ionen-Akku mit 1 Jahr Garantie
- Bis zu 45 Minuten netzunabhängiger Betrieb
- Schnelle Ladezeit von nur 3 Stunden
- Funktionstasche im Lieferumfang enthalten (P-Variante)

**Keine Hilfsmittelnummer vorhanden, diese ist in Beantragung.**

## Technische Daten

Artikelnummer	7325D-I
HMV-Nr.	in Beantragung
Farbe	weiß-blau
Gesamtbreite	17.8 cm
Gesamtlänge	18 cm
Gesamthöhe	17.5 cm

Saugleistung	27 l/min
Luftstrom max.	27 l/min
Betriebsspannung	60 Hz
Vakuumbereich	50 - 550 mmHg
Gesamtgewicht	1,54 kg
VPE Pal.	33 Pal.