

Rollator Torro

Art. Nr.: 740500100



- Große und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Der gepolsterte Rückengurt ist abnehmbar
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Max. Zuladung der Tasche 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Netztasche, Rückengurt und Stockhalter

Teil der ProVita Kooperation

Technische Daten

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 740500100 |
| HMV-Nr. | 10.50.04.1197 |
| Farbe | rot |
| Gesamtbreite | 61.5 cm |
| Gesamtlänge | 68 cm |
| Griffhöhe | 78 - 94.5 cm |
| Sitzbreite | 42 cm |
| Sitztiefe | 22.5 cm |
| Sitzhöhe | - 59 cm |

| | |
|----------------------------------|---------|
| Breite zwischen Handgriffen | 44,5 cm |
| Breite zwischen den Hinterrädern | 47,5 cm |
| Faltmaß Breite | 22 cm |
| Faltmaß Höhe | 78 cm |
| Faltmaß Länge | 68 cm |
| Gesamtgewicht | 6,9 kg |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Max. Belastung | 150 kg |
| VPE Pal. | 10 Pal. |

Zubehör



Ankipphilfe für Rollator Torro

Art. Nr.:740500114



Netz-Tasche für Rollator Torro & Torro Acero

Art. Nr.:740500109



Stockhalter für Rollator Torro

Art. Nr.:740500115



Tablett für Rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe

Art. Nr.:724400200