

Rollator Torro Acero

Art. Nr.: 740500900

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Leichtgewicht Stahl-Rahmen
- Große und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Der gepolsterte Rückengurt ist abnehmbar
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Serienmäßig mit Netztasche, Rückengurt und Stockhalter
- Max. Zuladung der Tasche 5 kg

Technische Daten

Artikelnummer	740500900
HMV-Nr.	10.50.04.1259
Farbe	anthrazit
Gesamtbreite	64 cm
Gesamtlänge	69 cm
Griffhöhe	79,5 - 95 cm
Sitzbreite	42 cm
Sitztiefe	22,5 cm
Sitzhöhe	- 58,5 cm

Breite zwischen Handgriffen	45,5 cm
Faltmaß Breite	21 cm
Faltmaß Höhe	79,5 cm
Faltmaß Länge	69 cm
Gewicht	8,1 kg
Max. Belastung	150 kg
VPE Pal.	10 Pal.
VPE Stk.	1 Stk.

Zubehör



Netz-Tasche für Rollator Torro & Torro Acero

Art. Nr.:740500109



Klingel schwarz für Rollatoren und Rollstühle

Art. Nr.:700900011



Tablett für Rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe

Art. Nr.:724400200



Regenschirm Standard

Art. Nr.:700900019



Regenschirm Reverse

Art. Nr.:700900021