

# Rollator Diamond Deluxe

Art. Nr.: 745R



- Individueller und formschöner Rollator aus Aluminium
- Mit wenigen Handgriffen wird der Rollator zum Transportstuhl
- Lieferung mit schwenkbaren und abnehmbaren Fußstützen
- Werkzeugfreies Montieren der Räder und Fußstützen
- Mit faltbarem Stoffsitz und weicher, gepolsterter Rückenlehne
- Die abnehmbare Stofftasche bietet zusätzlich Platz für persönliche Dinge
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Einfaches Zusammenfallen durch Schlaufe an der Sitzfläche
- Platzsparende Lagerung und einfacher Transport
- Raddurchmesser/-breite 200/30 mm
- Lieferung serienmäßig mit Stockhalter und Stofftasche

## Technische Daten

Artikelnummer	745R
Farbe	rot
Gesamtbreite	64 cm
Gesamtlänge	104.2 cm
Griffhöhe	77 - 94.5 cm
Sitzbreite	40 cm
Sitztiefe	19 cm
Sitzhöhe	- 54 cm
Breite zwischen Handgriffen	46 cm

Breite zwischen den Hinterrädern	47,5 cm
Faltmaß Breite	28 cm
Faltmaß Höhe	100 cm
Faltmaß Länge	63 cm
Gesamtgewicht	10,3 kg
Gewicht	10,3 kg
Max. Belastung	136 kg
VPE Pal.	18 Pal.

# Rollator Diamond Deluxe

Art. Nr.: 745R

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

## Zubehör



**Rollator-Tasche**

Art. Nr.:710000075



**Rollator-Tasche**

Art. Nr.:710000076



**Stockhalter**

Art. Nr.:745002



**Tasche**

Art. Nr.:745001



**Tablett für Rollator Nitro / Nitro Carbon / Torro / Torro Acero / Diamond DeLuxe**

Art. Nr.:724400200