

Rollator GoLite 200 XXL

Art. Nr.: 770100100



- Breiter und stabiler Rollator für maximale Ansprüche
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Extragroße und weiche Sitzfläche bietet Komfort
- Gepolsterte Rückenstützbügel abnehmbar
- Doppelfunktionsbremse (zum Bremsen und Feststellen)
- Ergonomische Handgriffe in Höhe einstellbar
- Pannensichere Bereifung
- Raddurchmesser/-breite 195/50 mm
- Max. Zuladung Korb 5 kg
- Lieferung serienmäßig mit Korb, Rückenstütze und Stockhalter

Technische Daten

Artikelnummer	770100100
HMV-Nr.	10.50.04.2014
Farbe	rot
Gesamtbreite	78 cm
Gesamtlänge	71 cm
Griffhöhe	88 - 99.5 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe	35 cm
Sitzhöhe	- 57 cm

Breite zwischen Handgriffen	56 cm
Breite zwischen den Hinterrädern	55 cm
Faltmaß Breite	78 cm
Faltmaß Höhe	100 cm
Faltmaß Länge	30 cm
Gesamtgewicht	12,7 kg
Gewicht	12,7 kg
Max. Belastung	200 kg
VPE Pal.	10 Pal.

Rollator GoLite 200 XXL

Art. Nr.: 770100100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör



Einhandbremse

Art. Nr.:710000081



Stockhalter

Art. Nr.:710000012