

Duschstuhl DS 250

Art. Nr.: 771100100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablauflöchern
- Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Beine aus eloxiertem Aluminiumrohr
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

Artikelnummer	771100100
Farbe	weiß
Gesamtbreite	53.5 - 57 cm
Gesamthöhe	41 - 51 cm
Sitzbreite	43 cm
Sitztiefe	41 cm
Sitzhöhe	41 - 51 cm

Sitzhöhenverstellstufen	5
Gesamtgewicht	3,6 kg
Gewicht	3,6 kg
Max. Belastung	250 kg
VPE Pal.	8 Pal.
VPE Stk.	1 Stk.