



Das Matratzenersatz-System kombiniert flexible Benutzereinstellungen mit höchstem Komfort. Zugelassen für Nutzergewicht von 20?kg bis 200?kg bietet das MED AIRE FlexWave System variable Wechselzyklen und ist dank der Pflege-, Sitz- und Statikfunktion individuell einsetzbar. Die automatische Zelldruckanpassung reagiert auf Lageveränderungen des Patienten, das Cell-on-Cell Design ersetzt die Notwendigkeit einer Schaumstoffbasis für dauerhaften Liegekomfort.

- Sitz- & Pflegefunktion und statische Weichlagerung
- Variabel einstellbarer Wechselzyklus von 10 bis 25 Minuten
- Automatische Zelldruckanpassung bei Lageveränderung des Patienten
- Manuelle Gewichtseinstellung möglich
- Mit intelligenter Start-Stopp-Automatik
- Automatische Tastensperre nach 30 Sekunden
- Bi-elastischer, abgesteppter und atmungsaktiver Bezug
- Schnelle Reparatur der Matratze, da Luftzellen einzeln austauschbar
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4\*)

#### Wichtig

\*bei Personen die Ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können!

## Technische Daten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 820000300     |
| HMV-Nr.       | 11.29.08.3007 |
| Gesamtbreite  | 88 cm         |
| Gesamtlänge   | 200 cm        |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Gesamthöhe     | 20 cm       |
| Nutzergewicht  | 20 - 200 kg |
| Gesamtgewicht  | 3,9 kg      |
| Max. Belastung | 200 kg      |