



- Hochelastische Oberfläche aus HR-Kaltschaum für erhöhten Liegekomfort
- Basis aus stabilisierendem PU-Schaum mit intelligenter Schnitttechnik sorgt für verbesserte Atmungsaktivität und angenehmeres Bettklima
- Mit Fersen-Komfortzone für gezielte Druckverteilung im Fersenbereich
- Einsetzbar bei leichtem bis hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*)

Wichtig

*bei Personen die Ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können!

Technische Daten

Artikelnummer	820100200
HMV-Nr.	11.29.05.0053
Farbe	blau
Gesamtbreite	90 cm
Gesamthöhe	14 cm

Anzahl der Raumgewicht-Schichten	2
Nutzergewicht	30 - 140 kg
Gesamtgewicht	11 kg
Max. Belastung	140 kg
VPE Pal.	10 Pal.