



- Liegefläche aus speziellem, sehr weichem Softschaum
- Mittelschicht aus passiv agierendem, viscoelastischem Spezialschaum
- Basis aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- Auch für kachektische Patienten geeignet
- Einsetzbar bei leichten bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus-Therapie (Kat. 1-4*)
- Bei Dekubitusgrad 4 im Sakralbereich kann die Versorgung mit MED AIRE FlexWave sinnvoll sein

Wichtig

*bei Personen die Ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können!

Technische Daten

Artikelnummer	820100300
HMV-Nr.	11.29.05.0054
Farbe	blau
Gesamtbreite	90 cm
Gesamthöhe	16 cm
Anzahl der Raumgewicht-Schichten	3

Raumgewicht	40 50 50 kg ³
Nutzergewicht	20 - 135 kg
Gesamtgewicht	13 kg
Max. Belastung	135 kg
VPE Pal.	10 Pal.