



Die GRAVIMED Baritexx ist eine Drei-Schicht-Komfort-Matratze mit guten druckreduzierenden und druckverteilenden Eigenschaften. Sie ist auch für adipöse Patienten geeignet.

- Liegefläche aus viscoelastischem Schaum formt sich je nach Körperkontur und Gewicht an, für optimale Druckentlastung- und verteilung bei geringer Temperaturabhängigkeit
- Basis und Mittelschicht aus stabilisierendem HR-Kaltschaum
- Integrierte Schnitttechnik für erhöhten Liegekomfort
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kat. 1-4*)

Wichtig

*bei Personen die Ihre Liegeposition selbst oder mit Hilfe regelmäßig verändern können!

Technische Daten

Artikelnummer	820100430
Gesamtbreite	120 cm
Gesamthöhe	16 cm
Anzahl der Raumgewicht-Schichten	3

Nutzergewicht	80 - 250 kg
Gesamtgewicht	13 kg
Max. Belastung	250 kg
VPE Pal.	10 Pal.