

Sitzkissen D-Q-SiT Gel

Art. Nr.: 820200210

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Optimale Anpassung an die Sitzbeinhöcker durch Visko-Schaumstoff mit eingearbeitetem Silikongel
- Reduzierung des Auflagedrucks durch gezielte Druckverteilung
- Einsetzbar bei leichtem bis mittlerem Dekubitusrisiko als auch unterstützend bei einer Dekubitus Therapie (Kategorie 1-4)
- Spezieller D-Q SiT protect Bezug - Inkontinenzschutz, Scherkraft reduzierend und bestmögliche Atmungsaktivität
- passend auf nahezu allen Standard-, Leichtgewicht- und Multifunktionsrollstühlen, ebenso auf Pflegesessel

Technische Daten

Artikelnummer	820200210
HMV-Nr.	11.39.02.3003
Gesamtbreite	40 cm
Gesamtlänge	40 cm

Gesamthöhe	7 cm
Gewicht	1 kg
Max. Belastung	120 kg