

Sitzkissen D-Q-SiT Air 6

Art. Nr.: 820200340

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Individuell Einstellbar, dadurch auch als Positionierungssitzkissen geeignet
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4)
- Spezieller D-Q SiT protect Bezug- Inkontinenzschutz, Scherkraft reduzierend und bestmögliche Atmungsaktivität
- Vielseitig einsetzbares Sitzkissen, erhältlich in 2 Höhen, wahlweise mit einem oder zwei Ventilen
- passend auf nahezu allen Standard-, Leichtgewicht-, und Multifunktionsrollstühlen, ebenso auf Pflegesessel

Technische Daten

Artikelnummer	820200340
HMV-Nr.	11.39.03.1021
Gesamtbreite	50 cm
Gesamtlänge	45 cm

Gesamthöhe	6 cm
Gewicht	1,5 kg
Max. Belastung	150 kg