

Sitzkissen D-Q-SiT Air 10

Art. Nr.: 820200420

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Individuell Einstellbar, dadurch auch als Positionierungssitzkissen geeignet
- Einsetzbar bei leichtem bis sehr hohem Dekubitusrisiko, als auch unterstützend zur Dekubitus Therapie (Kategorien 1-4)
- Spezieller D-Q SiT protect Bezug- Inkontinenzschutz, Scherkraft reduzierend und bestmögliche Atmungsaktivität
- Vielseitig einsetzbares Sitzkissen, erhältlich in 2 Höhen, wahlweise mit einem oder zwei Ventilen
- passend auf nahezu allen Standard-, Leichtgewicht-, und Multifunktionsrollstühlen, ebenso auf Pflegesessel

Technische Daten

Artikelnummer	820200420
HMV-Nr.	11.39.03.1020
Gesamtbreite	45 cm
Gesamtlänge	40 cm

Gesamthöhe	10 cm
Gewicht	1,5 kg
Max. Belastung	200 kg