

Firesafe™ MKII Rückschlagventil

Art. Nr.: 827-2001x20



Das Rückschlagventil MKII ist eine thermische Sicherung, die bei Auftreten eines Feuers den Sauerstofffluss durch Auslösen eines Federmechanismus unterbricht. Es arbeitet bi-direktional was die Installation zwischen Nasenkanüle und Sauerstoffverbindungschlauch erheblich vereinfacht.

- Bi-direktional verwendbar
- MDD / MDR konform
- 65% geringerer Widerstand erlaubt höhere Flowraten von 0,5 - 25 l/min
- CE & FDA
- Geringerer Durchmesser des Ventils

Technische Daten

Artikelnummer	827-2001x20
---------------	-------------

VPE Stk.	20 Stk.
----------	---------