



Der Pflege- und Beistelltisch SuppliTo twinTop besteht aus einer neigungsverstellbaren und einer festen Tischplatte. Eine spezielle Neigungsfixierung sorgt für höchste Sicherheit. Er unterstützt sowohl den Anwender als auch den Patienten, z. B. bei Pflegetätigkeiten oder der Nahrungsaufnahme im Bett. Die Höhe des SuppliTo twinTop kann individuell eingestellt werden. Auch bei höherer Tischeinstellung bleibt der Pflege- und Beistelltisch stabil

- Einfaches Zusammenklappen
- werkzeuglose Montage und Demontage
- 4 Leichtlaufrollen, 2 davon bremsbar
- Zusätzliche Tischplatte
- Flexibler Einsatz im Patientenzimmer

Montage & Funktionen

Technische Daten

Artikelnummer	860000002
HMV-Nr.	50.45.04.0024
Farbe	weiß-grau
Gesamtbreite	40 cm
Gesamtlänge	82 cm
Gesamthöhe	71 - 93 cm

Neigungsverstellung	0 - 55° in 7 Schritten
Breite Tischplatte	40 cm
Länge Tischplatte	60 und 20 cm
Gesamtgewicht	9 kg
Gewicht	9 kg
Max. Belastung	10 kg