

Standard-Rollstuhl Rotec

Art. Nr.: 900100100



- Einfache Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Beinlänge stufenlos einstellbar (39 - 48 cm)
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- Acht Sitzbreiten erhältlich
- Schiebegriffhöhe vierfach einstellbar von 94 auf 101,5 cm
- Sitzhöhereinstellung von 51 bis 56 cm dreistufig möglich
- Oberflächen pulverbeschichtet
- Greifreifen und Beinstützen verchromt
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- Hochschwenkbare Aluminiumfußplatten mit Fersenbändern
- 200 x 50 mm PU-Lenkrad und 24" x 1 3/8" Vollgummi Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Verstärkte 24"-Antriebsräder
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für Begleitperson erhältlich
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

Technische Daten

Standard-Rollstuhl Rotec

Art. Nr.: 900100100



Artikelnummer	900100100
HMV-Nr.	18.50.02.0118
Farbe	schwarz-grau
Trommelbremse	No
Gesamtbreite	57 cm
Gesamtlänge	106 cm
Gesamthöhe	95 - 102 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitztiefe	43 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm
Rückenlehnenhöhe	42.5 - 50 cm

Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	39 - 48 cm
Winkel der Fußplatte	32 °
Maße Treibrad	24" x 1 3/8"
Maße Vorderrad	200 x 5 cm
Faltmaß Breite	28 cm
Gesamtgewicht	20,2 kg
Gewicht	20,2 kg
Max. Belastung	125 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Zubehör




Kraftknotensystem Prosafe

Art. Nr.:900100781



Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen

Art. Nr.:900300100



Bremshebel-Verlängerung

Art. Nr.:900300110



Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300120




Antikipp - Hilfe

Art. Nr.:900300121



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300170




Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300171



Hochschwenk- und feststellbare Beinstützen

Art. Nr.:900300172



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Beckengurt L

Art. Nr.:900300320



Kopfstütze

Art. Nr.:900300330



Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel

Art. Nr.:900300340



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350



Einhandbremse für Rollstuhl für Begleitperson

Art. Nr.:900500767



Rollstuhl Einhandantrieb universal f. Selbstfahrer

Art. Nr.:900100778



Rampe Rollstuhl / Scooter

Art. Nr.:STDS1097



Therapietisch Universal

Art. Nr.:900300307