



- Montage mit Schwerlastöse
- Die Adapter garantieren das schnelle Verankern eines Rollstuhl im Kfz
- Der Kraftknoten stabilisiert den Rollstuhl entscheidend in seiner Konstruktion, z. B. bei Auffahrunfällen
- Fehlbedienungen beim Verankern des Rollstuhl sind ausgeschlossen
- Der Beckengurt gehört fest zum Adapter und ist somit bereits vor Fahrtantritt anatomisch richtig angelegt
- Ein Schultersträggurt kann angelegt werden
- Eine Rollstuhlkopfstütze ist möglich
- Vorteile bei der Montage mit Schwerlastöse sind zum einen die größere Kraftreserve nach oben und die höhere Flexibilität bei der Nutzung der unterschiedlichen Gurtsysteme

## Technische Daten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 900100783 |
| Trommelbremse | No        |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Sitzhöhe                      | - cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |