

Standard-Rollstuhl Rotec XL

Art. Nr.: 900150850



- Einfache und stufenlose Einstellung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Dreifache Sitzhöhereinstellung in Standardausführung von 51 cm bis 56 cm für maximalen Komfort
- Beinlänge stufenlos einstellbar (39 - 48 cm)
- Fußplatten in fünf Stufen anpassbar
- Radstandverlängerung ist möglich
- Rückenbezug höhenverstellbar für optimale Sitzposition
- In drei Sitzbreiten erhältlich: 51, 56 und 61 cm
- Handgriffe für den Begleiter sind höhenverstellbar
- Mit Doppelkreuzstrebe für mehr Sicherheit
- Serienmäßige Steckachse
- Mit Trommelbremse optional erhältlich

Technische Daten

Artikelnummer	900150850
HMV-Nr.	18.50.02.3037
Farbe	schwarz-grau
Trommelbremse	Yes
Gesamtbreite	73 cm
Gesamtlänge	107 cm
Gesamthöhe	95 - 107.5 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	47 cm
Sitzhöhe	51 - 56 cm
Rückenlehnenhöhe	43.5 - 50 cm

Höhe Armlehnen	23 cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	39 - 48 cm
Winkel der Fußplatte	32 °
Maße Treibrad	24" 1 3/8"
Maße Vorderrad	200 x 50 cm
Faltmaß Breite	30 cm
Gesamtgewicht	22,2 kg
Max. Belastung	190 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Standard-Rollstuhl Rotec XL

Art. Nr.: 900150850

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Zubehör




Beckengurt L-XL

Art. Nr.:900300321



Bremshebel-Verlängerung

Art. Nr.:900300110



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300180



Stumpfauflage

Art. Nr.:900300190



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Rad PU 150 x 35 mm mit Radgabel

Art. Nr.:900300340



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350



Therapietisch Universal

Art. Nr.:900300309



Höhen- und Längenverstellbare Armlehnen

Art. Nr.:900300101