

Standard-Rollstuhl Ecotec

Art. Nr.: 900200100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehne wegschwenkbar
- Fußplatte hochklappbar mit Fersenband
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Gewichtsoptimierte Kunststoffradgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Eloxiertes Alugreifreifen
- In fünf Sitzbreiten erhältlich: 39, 42, 45, 48 und 51 cm
- Sitzhöhereinstellung von 47 und 51 cm
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad
- Integrierte Bremshebelverlängerung einziehbar und umklappbar
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

Technische Daten

Artikelnummer	900200100
HMV-Nr.	18.50.02.0122
Farbe	schwarz-grau
Trommelbremse	Yes
Gesamtbreite	59.5 cm
Gesamtlänge	104 cm
Gesamthöhe	95 cm
Sitzbreite	39 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	47 - 51 cm

Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	37 - 49 cm
Maße Treibrad	24" x 1 3/8"
Maße Vorderrad	175 x 45 cm
Faltmaß Breite	30,5 cm
Gesamtgewicht	17,2 kg
Gewicht	17,2 kg
Max. Belastung	130 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Zubehör



**Hochschwenk- und feststellbare
Beinstütze für Litec/Ecotec**

Art. Nr.:900700601



**Höhen- und Längeneinstellbare
Armlehne**

Art. Nr.:900700618



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Beckengurt L

Art. Nr.:900300320



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350