



- Montage mit Schwerlastöse
- Die Adapter garantieren das schnelle Verankern eines Rollstuhl im Kfz
- Der Kraftknoten stabilisiert den Rollstuhl entscheidend in seiner Konstruktion, z. B. bei Auffahrunfällen
- Fehlbedienungen beim Verankern des Rollstuhl sind ausgeschlossen
- Der Beckengurt gehört fest zum Adapter und ist somit bereits vor Fahrtantritt anatomisch richtig angelegt
- Ein Schulterschräggurt kann angelegt werden
- Eine Rollstuhlkopfstütze ist möglich
- Vorteile bei der Montage mit Schwerlastöse sind zum einen die größere Kraftreserve nach oben und die höhere Flexibilität bei der Nutzung der unterschiedlichen Gurtsysteme

## Technische Daten

Artikelnummer	900250504
Trommelbremse	No

Sitzhöhe	- cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm