

Leichtgewichtrollstuhl Litec

Art. Nr.: 900700100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Sehr leichter und wendiger Rollstuhl
- Armlehne wegschwenkbar
- Winkelverstellbare (0° - 30°) und hochklappbare Fußplatte serienmäßig
- Beinstütze sechsfach höhenverstellbar
- Gepolsterte Rückenlehne und Sitzauflage
- Verstärkter Alurahmen für optimale Stabilität
- Gewichtsoptimierte Kunststoffradgabel mit dreifacher Höhenverstellung
- Sitzhöhereinstellung von 46 bis 51 cm dreistufig möglich
- Radstandverlängerung ist möglich
- 175 x 45 mm PU-Lenkrad und 24" Vollgummi Antriebsrad
- Serienmäßige Steckachse für eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Crashtest nach ISO 7176-19: Zugelassen für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen

Technische Daten

Artikelnummer	900700100
HMV-Nr.	18.50.02.2120
Farbe	schwarz-grau
Trommelbremse	No
Gesamtbreite	61 cm
Gesamtlänge	114 cm
Gesamthöhe	92 cm
Sitzbreite	39 cm
Sitztiefe	43 cm
Sitzhöhe	46 - 51 cm
Rückenlehnenhöhe	40 cm
Rückenlehnenwinkel	5 °

Höhe Armlehnen	22 cm
Breite zwischen den Armlehnen	0 cm
Fußstützen Länge	37 - 49 cm
Winkel der Fußplatte	30 °
Maße Treibrad	24" x 1 3/8"
Maße Vorderrad	175 x 45 cm
Faltmaß Breite	33,5 cm
Gesamtgewicht	15,9 kg
Gewicht	15,9 kg
Max. Belastung	125 kg
VPE Pal.	8 Pal.

Zubehör



Hochschwenk- und feststellbare Beinstütze für Litec/Ecotec

Art. Nr.:900700601



Höhen- und Längeneinstellbare Armlehne

Art. Nr.:900700618



Stockhalter

Art. Nr.:900300311



Beckengurt L

Art. Nr.:900300320



Sauerstoffflaschenhalter für Rollstühle

Art. Nr.:900300350