

Transport-Rollstuhl D-Lite 12,5"

Art. Nr.: 900800100

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE



- Leichtgewichtsaluminium Rahmen
- Abklappbare Rückenlehne
- Radgrößen 12.5"
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Abnehmbare und schwenkbare Beinstützen
- In zwei Sitzbreiten erhältlich
- Inklusive Bremse für Begleitperson

Technische Daten

Artikelnummer	900800100
Farbe	schwarz-rot
Gesamtbreite	61 cm
Gesamtlänge	89 cm
Gesamthöhe	92.5 - 98 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe	39.5 cm
Sitzhöhe	- 49 cm

Lenkräder	7"
Faltmaß Höhe	73 cm
Faltmaß Breite	28 cm
Faltmaß Länge	67,5 cm
Gesamtgewicht	13,2 kg
Max. Belastung	125 kg
VPE Pal.	8 Pal.